



武汉华科微科科技有限责任公司

### Huake 系列液相色谱填料



Huake 液相色谱填料是针对生化制品纯化、有机合成产物纯化、中草药制备提取等应用领域，采用先进合成工艺开发的系列产品；其在柱层析、中压柱纯化制备、薄层层析、固相萃取（SPE）等领域有着非常广泛的用途。

品名	功能基团	物理参数	粒度规格	包装
活化硅胶	-OH	孔径： 100-120 埃  比表面积： 300-350 m <sup>2</sup> /g	100-200 目 (75-150um) 200-300 目 (48-75um)	10g
氨丙基硅胶	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> NH <sub>2</sub>			100g
十八烷基键合硅胶 (C18)	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>17</sub> CH <sub>3</sub>			250g
辛烷基硅胶 (C8)	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>7</sub> CH <sub>3</sub>			500g
氯丙基硅胶	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> Cl			1kg

\* 需特殊键合相（二醇基、磺酸基、环氧丙氧基、乙烯基等）；请与我们联系。